



# Smi

## *MATÉRIEL DE SUTURE*

*Pour qualité  
&  
sécurité*



## *SMI: La garantie d'un matériel de suture de haute qualité*

SMI AG a été fondée en 1987. Elle a été la première entreprise belge à fabriquer des ligatures chirurgicales. Depuis lors, elle a connu une croissance rapide et continue. Aujourd'hui, elle est reconnue comme un fournisseur mondial de ligatures chirurgicales.

SMI est implantée à Saint-Vith, dans l'Est de la Belgique, à proximité de la frontière entre la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg.

### *UN STANDARD ELEVE DE QUALITE ET DE SECURITE*

SMI s'aligne sur des standards internationaux de qualité comme la norme EN ISO 13485 ou encore les normes GMP. Tous les matériaux utilisés, de même que les produits finis, sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux effectué par une équipe spécifique. SMI met un point d'honneur à satisfaire une clientèle spécialisée, en lui proposant du matériel de toute première qualité. De plus, SMI lui garantit un excellent service, orienté client et qui s'appuie sur la fiabilité des produits et la rapidité de livraison.

### *UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE*

Les produits SMI ont depuis longtemps gagné la confiance des vétérinaires dans de très nombreux pays. SMI exporte aujourd'hui dans 120 pays un peu partout à travers le monde. Ce succès a été couronné par un « Royal Export Award » décerné par l'Office Belge du Commerce Extérieur.

### *LE CATALOGUE*

Dans ce catalogue, vous trouverez une présentation de tous les articles disponibles actuellement. Si un client a besoin d'un article ne figurant pas dans ce catalogue, celui-ci peut être produit sur demande. Nous développons constamment notre gamme de produits sur base de l'évolution du marché et des besoins de clients.


SMI offre toutes les tailles de fils de USP 12/0 jusqu'à USP 6 permettant aux chirurgiens d'opérer dans toutes les spécialisations, y compris la cardiologie, l'ophtalmologie et la microchirurgie.

Depuis de nombreuses années les produits SMI sont reconnus par les meilleurs chirurgiens dans le monde entier.





1 20 01 15 2 P



Les aiguilles chirurgicales SMI sont fabriquées à partir des meilleures grades d'acier inoxydable afin de garantir des performances exceptionnelles, combinant une ductilité et un moment de flexion excellente. Une technologie avancée de revêtement en silicone de l'aiguille assure une pénétration en douceur afin de réduire le traumatisme tissulaire du patient. La forme du corps de l'aiguille est conçue de manière à permettre le maximum de stabilité dans le porte-aiguille.

5/8 CERCLE





1/2 CERCLE

3/8 CERCLE

1/4 CERCLE


J-NEEDLE

DROITE




## AIGUILLE RONDE

Un corps rond qui s'affine graduellement vers la pointe.




## AIGUILLE SPATULÉE

Aiguille avec deux côtés tranchants.




## AIGUILLE RONDE À POINTE TRANCHANTE

Un corps rond se réduisant en pointe effilée, tranchante.




## AIGUILLE CORONAIRE

Une pointe minutieuse suivie d'un corps rond et un corps principal rectangulaire pour une meilleure pénétration dans le tissu cardio-vasculaire.




## AIGUILLE TRIANGULAIRE TRANCHANT EXTÉRIEUR

Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure convexe externe.




## AIGUILLE TRIANGULAIRE CONVENTIONNELLE TRANCHANT INTÉRIEUR

Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure concave interne.



## AIGUILLE EASY PASS

Pointe de précision avec tranchant extraordinaire.




## AIGUILLE ÉMOUSSÉE

Aiguille cylindrique avec pointe arrondie. Pour les tissus mous tels que foie et reins. Réduction des risques de blessures accidentelles.

- ✓ *Tranchante et forte*
- ✓ *Passage aisé*
- ✓ *La même sensation qu'au premier passage à chaque passage*

L'aiguille Easy Pass combine 3 technologies de pointe vers une aiguille de précision de première qualité:



## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Pointe de précision avec tranchant extraordinaire
- ✓ Une nouvelle génération d'acier inoxydable
- ✓ Technologie avancée de revêtement de l'aiguille  
Revêtement en silicone couvre l'ensemble de l'aiguille chirurgicale

## AVANTAGES


Excellente pénétration pour réduire le traumatisme du patient et préserver l'intégrité intime  
Pénétration optimale et prévisible  
Aiguille tranchante sur une multiplicité de passages

Significativement plus pénétrante passage après passage  
Meilleure résistance à la flexion et la rupture  
Combinaison optimale entre résistance et flexibilité

Surface extrêmement lisse  
Meilleure pénétration, contrôle et passage des aiguilles  
Maintien du caractère tranchant de l'aiguille du début à la fin sur une multitude de passages

**INDICATIONS** Chirurgie cosmétique et plastique









Meilleure performance de pénétration de 40% - 50% par rapport à l'aiguille triangulaire standard



FILS RÉSORBABLES








			
<b>SURGICRYL<sup>®</sup></b> 910 POLYGLACTINE	<b>SURGICRYL<sup>®</sup></b> PGA POLYGLYCOLIC ACID	<b>SURGICRYL<sup>®</sup></b> RAPID POLYGLYCOLIC ACID	<b>SURGICRYL<sup>®</sup></b> MONOFAST POLYGLICAPRONE 25
			
<b>SURGICRYL<sup>®</sup></b> MONOFILAMENT POLYDIOXANONE	<b>CATGUT</b> PLAIN	<b>CATGUT</b> CHROM	

FILS NON RÉSORBABLES


			
<b>POLYPROPYLENE</b> BLUE	<b>POLYESTER</b>	<b>DACLON</b> NYLON BLUE	<b>DACLON</b> NYLON BLACK
			
<b>SILK</b> BRAIDED BLACK	<b>SILK</b> VIRGIN BLUE	<b>STEEL</b> MONOFILAMENT	<b>SUPRAMID</b> BLACK

## Matériel de suture en pochettes




résorbable

-  SURGICRYL® 910 Polyglactine
-  SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
-  SURGICRYL® Rapid Acide polyglycolique
-  SURGICRYL® Monofast Polyglécaprone
-  SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chromé

Diminution de la résistance à la traction avec le temps:



non résorbable

-  POLYPROPYLENE
-  DACLON Nylon
-  SUPRAMID Polyamide noir
-  SOIE Tressée
-  POLYESTER
-  ACIER Monofilament

## Microchirurgie

résorbable

-  SURGICRYL® 910 Polyglactine

non résorbable






-  DACLON Nylon
-  POLYPROPYLENE

## Ophthalmologie

résorbable

-  SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
-  SURGICRYL® 910 Polyglactine

non résorbable

-  SOIE Vierge
-  SOIE Tressée
-  DACLON Nylon
-  POLYESTER
-  POLYPROPYLENE







## Autres articles

- Agrafeuse chirurgicale cutanée & ôte-agraves
- Biopsy punch
- Support pour matériel de suture en pochettes
- Treillis de polypropylène
- Lames chirurgicales et bistouris
- Episio set
- Set de cerclage du col utérin









- Patella set
- Pilomat - écraseur et coupe-comprimés
- Aiguilles chirurgicales
- Marqueur pour la peau
- Cire à os
- SMI Spon - Éponge de gélatine résorbable

## Matériel de suture en cassettes

résorbable

-  SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
-  SURGICRYL® PGA Plus Acide polyglycolique
-  SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
-  SURGICRYL® Monofast Polyglécaprone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chromé

non résorbable

-  SOIE Tressée noire
-  SUPRAMID Polyamide blanc
-  SUPRAMID Polyamide noir
-  LINFIL Natural
-  VITAFIL Polyester blanc
-  DERMAFIL Polyester vert
-  DACLON Nylon
-  Acier Monofilament


Pour des informations techniques plus précises référez vous à la notice dans l'emballage. Vous pouvez trouver la gamme complète de SMI sur [www.sutures.be](http://www.sutures.be).



# SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE



<b>Type</b>	Multifilament tressé et enduit
<b>Composition</b>	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide
<b>Enduit</b>	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
<b>Couleur</b>	Violet
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité  
&  
sécurité

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL®

## 910

### POLYGLACTINE

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée
  
- Multifilament enduit
  
- Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale  
 Fermeture de peau  
 Chirurgie gastro-intestinale  
 Chirurgie plastique  
 Chirurgie ophtalmologique  
 Gynécologie  
 Obstétrique  
 Chirurgie orthopédique  
 Urologie

### AVANTAGES


- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds
  
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite
  
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS** Chirurgie cardiovasculaire  
 Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

### RÉSISTANCE À LA TRACTION



### RÉSORPTION



 Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2
4	1	7 x 75 cm	<i>violet</i>	15400075

 Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025



## Round bodied taper point








1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15300136U
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136		









### Round bodied taper point





		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HR 40 mm 	2	3/0	75 cm	violet	15200140
		3	2/0	75 cm	violet	15300140
		3.5	0	75 cm	violet	15350140-75
		3.5	0	90 cm	violet	15350140
		4	1	75 cm	violet	15400140-75
		4	1	90 cm	violet	15400140
		5	2	75 cm	violet	15500140-75
		5	2	90 cm	violet	15500140
	HR 45 mm 	4	1	90 cm	violet	15400145
		5	2	90 cm	violet	15500145
	HR 48 mm 	3	2/0	90 cm	violet	15300148
		3.5	0	90 cm	violet	15350148
		4	1	90 cm	violet	15400148
	HR 60 mm 	4	1	75 cm	violet	15400160
5		2	90 cm	violet	15500160	
5		2	90 cm	violet	15500160	
HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	violet	15300165	
	3.5	0	90 cm	violet	15350165	
HR 80 mm 	4	1	100 cm	violet	15400180	
	5	2	100 cm	violet	15500180	























### Round bodied taper point double armed






		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	2 x HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	violet	15200126-2
		3	2/0	75 cm	violet	15300126-2

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number	
<b>1/2 circle</b> 	HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 15350945
	HR 65 mm 	5	2	240 cm	<i>violet</i> 15500965

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
<b>5/8 circle</b> 	FR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200326
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 15350327

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	DR 9 mm 	0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i> 15040209
		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> 15050209
	DR 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i> 15150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200217
	DR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i> 15400230
DR 32 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 15300232	
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 15350232	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
	HS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412	
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417	
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417	
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422	
	HS 23 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423	
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426	
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426	
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430	
		HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
	HS 40 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436	
		HS 40 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
	HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440	
		HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
4			1	90 cm	<i>violet</i>	15401448	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448	


 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
	DS 16 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP



**Reverse cutting**

		Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
		DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	15201526UP
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301526UP-75
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301530
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301530-90
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351530
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351530-90
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401530-90
DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301530UP-75
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401536
DS 36 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201536P
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301545
DS 80 mm		7	5	150 cm	<i>violet</i>	15701580

3/8 circle







**Round bodied taper cutting point**

			Metric	USP	Length	Color	Order number
<b>1/2 circle</b> 	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150513
	HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150517
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200517
	HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150526
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300536
3.5			0	90 cm	<i>violet</i>	15350536	
4			1	90 cm	<i>violet</i>	15400536	
HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350540	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400540	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500540	
HRT 48 mm		8	6	150 cm	<i>violet</i>	15800548	





**Round bodied taper cutting point**






			Metric	USP	Length	Color	Order number
<b>3/8 circle</b> 	DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150417
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200417







**Round bodied taper cutting point**

			Metric	USP	Length	Color	Order number
<b>3/8 circle</b> 	DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100530-0413
<b>1/2 circle</b> 	HRT 30 mm						

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
	HRB 40 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401840
	HRB 45 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845


 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRB 63 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
	DRB 85 mm 	5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## PGA

### POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL<sup>®</sup>  
PGA  
POLYGLYCOLIC ACID



<b>Type</b>	Multifilament tressé et enduit
<b>Composition</b>	Acide polyglycolique
<b>Enduit</b>	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
<b>Couleur</b>	Violet / Beige - non coloré
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persiste après 21 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité  
&  
sécurité

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL®

PGA  
POLYGLYCOLIC ACID

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée
  
- Multifilament enduit
  
- Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale  
Fermeture de peau  
Chirurgie gastro-intestinale  
Gynécologie  
Obstétrique  
Chirurgie plastique  
Urologie  
Chirurgie ophtalmologique  
Chirurgie orthopédique

## AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes  
Grande flexibilité  
Résistance à la traction élevée  
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires  
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds  
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS** Chirurgie cardiovasculaire  
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

## RÉSISTANCE À LA TRACTION



## RÉSORPTION



○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070



## Without needle

### Ligapack










Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025











## Round bodied taper point




### 1/2 circle












	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
HR 20 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300120
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122
HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126
	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200126U
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126
HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130
HR 36 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136




 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i> 11500140-75
	HR 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i> 11500140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11500148
6	3&4	90 cm	<i>violet</i> 11600148		









 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200217
	DR 25 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400225




 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300327

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036
	JR 40 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403040

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number			
<b>5/8 circle</b>  <b>J-needle</b> 	JR 36 mm FR 27 mm	 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036-0327

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number			
<b>1/2 circle</b> 	HR 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400950

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number			
<b>1/2 circle</b> 	HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350536
	HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400540
	HRT 43 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500540
			3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350543-150
	HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400548


 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number			
<b>J-needle</b> 	JRT 31 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403131















## Reverse cutting



3/8 circle





		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	11151519-90
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	11201519-90
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	DS 30 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11151530	
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201530	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301530	
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 11301530U	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351530	
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401530	
		5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501530	
	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301536	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351536	
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401536	
	DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501536	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301540	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351540	
			4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401540
			5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501540

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
<b>1/2 circle</b> 	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201422
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301422
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 11301422U
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301426
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201430
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301430
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501430
	HS 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501436
	HS 40 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351440
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401440
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501440

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle 	HS 48 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448

Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
 Straight 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11302160U

Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle 	NS 16 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID



<b>Type</b>	Multifilament tressé et enduit
<b>Composition</b>	Acide polyglycolique
<b>Enduit</b>	Polycaprolactone et stéarate de calcium (1%)
<b>Couleur</b>	Beige - non coloré / Violet
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 42 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID

#### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction initiale élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée
  
- Multifilament enduit
  
- Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS**    Rapprochement et soutien des tissus mous superficiels seuls

spécialement    Chirurgie plastique  
 Obstétrique (épisiotomie)  
 Gynécologie  
 Urologie (circoncision)  
 Chirurgie ophtalmologique (conjonctives)  
 Chirurgie pédiatrique

#### AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible, absorption de masse rapide

Propriétés de manipulation excellentes  
 Grande flexibilité  
 Résistance à la traction élevée  
 Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires  
 Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds  
 Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS**    Chirurgie cardiovasculaire  
 Neurochirurgie  
 Ligature


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 7 jours est requis

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

#### RÉSISTANCE À LA TRACTION



#### RÉSORPTION





## Without needle

Metric      USP      Length      Order number

2	3/0	150 cm	<i>undyed</i> 14200015
3	2/0	150 cm	<i>undyed</i> 14300015
3.5	0	150 cm	<i>undyed</i> 14350015
4	1	150 cm	<i>undyed</i> 14400015
5	2	150 cm	<i>undyed</i> 14500015





## Round bodied taper point

Metric      USP      Length      Order number






1/2 circle












HR 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150122
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200122
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300122
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300126
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14350126
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300130
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14350130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300136
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350136
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400136
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300140
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350140
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400140
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14500140
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300148
HR 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350148
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400148
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14500148





 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
 <p>3/8 circle</p>	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i> 14071512
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i> 14071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 14101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 14151512P
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151516
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i> 14201516
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201519
	DS 19 mm Easy Pass	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301519
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 14151519P
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i> 14201519P
	DS 19 mm black	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201519VB
DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201524	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301524	
DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	50 cm	<i>undyed</i> 14301524P	
DS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201526	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301526	
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351526	
DS 30 mm	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14351530	
DS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301536	
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351536	

  Reverse cutting Round bodied taper cutting point		Episio Set	Order number	
 <p>3/8 circle</p>	 <p>1/2 circle</p>		1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm	<i>undyed</i> S-1430-1435

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
	HS 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i> 14151417	
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i> 14201417	
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301436	
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351436	
		HS 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14351440
			4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14401440
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14501440	

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b>	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14202160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	HRT 17 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200517
		HRT 26 mm 	2	3/0	75 cm
	3		2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300526
	HRT 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>undyed</i> 14300536
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350536
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400536
		HRT 40 mm 	3	2/0	90 cm
	3.5		0	90 cm	<i>undyed</i> 14350540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400540
	HRT 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350548
4		1	90 cm	<i>undyed</i> 14400548	


 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	DRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200416
	DRT 19 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150419
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200419



# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFAST

### POLYGLÉCAPRONE 25



<b>Type</b>	Monofilament
<b>Composition</b>	Polyglécaprone 25, un copolymère fait de 75% glycolide et de 25% d'É-caprolactone
<b>Enduit</b>	Aucun
<b>Couleur</b>	Violet / Beige - non coloré
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 90 à 110 jours. Environ 75% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité  
&  
sécurité

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFAST

### POLYGLECAPRONE 25

#### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

#### AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature


spécialement Chirurgie générale  
Fermeture de peau  
Chirurgie plastique  
Chirurgie gastro-intestinale  
Gynécologie  
Urologie

**CONTRE-INDICATIONS** Chirurgie cardiovasculaire  
Neurochirurgie  
Chirurgie ophtalmologique


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

#### RÉSISTANCE À LA TRACTION



#### RÉSORPTION



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------

**Ligapack**














5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025
---	---	--------	---------------	----------










 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------








**1/2 circle**








HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
HR 17 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
HR 30 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130
HR 36 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140	



 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16350148
	HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i> 16400148
HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 16300165	





 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i> 16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i> 16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16101512V
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i> 16071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 16101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 16101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101519V
1.5		4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151519	
1.5		4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151519V	
2		3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201519	
2		3/0	75 cm	<i>violet</i> 16201519V	
3		2/0	75 cm	<i>undyed</i> 16301519	
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i> 16201519P	

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 30 mm 	4	1	240 cm	<i>violet</i>	16401430V-240
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436V
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160


Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16100416

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm	 3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16351840
	HRB 48 mm	 4	1	90 cm	<i>violet</i>	16401848

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFILAMENT

### POLYDIOXANONE



<b>Type</b>	Monofilament
<b>Composition</b>	Polydioxanone, un polymère fait de polyester poly (p-dioxanone)
<b>Enduit</b>	Aucun
<b>Couleur</b>	Violet
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 180 à 210 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 42 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité  
&  
sécurité

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFILAMENT

### POLYDIOXANONE

#### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée et durable
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

#### AVANTAGES

- Persistance exceptionnelle de la résistance à la traction pour un soutien prolongé de la plaie
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**INDICATIONS**

Rapprochement et soutien des tissus mous en général

spécialement

- Chirurgie générale
- Chirurgie gastro-intestinale
- Chirurgie ophtalmologique
- Chirurgie orthopédique
- Fermeture de la paroi abdominale
- Gynécologie
- Chirurgie plastique
- Urologie


**CONTRE-INDICATIONS**

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Prothèses


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 6 semaines est requis

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).


#### RÉSISTANCE À LA TRACTION



#### RÉSORPTION





 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	13600015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------

**Ligapack**














2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	13200025
---	-----	--------	---------------	----------



 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------


**1/2 circle**




















HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300126
HR 30 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400136
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350140
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140
HR 48 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500148




 <b>Round bodied taper point</b>			<b>Metric</b>	<b>USP</b>	<b>Length</b>		<b>Order number</b>
	<b>3/8 circle</b>	DR 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100213
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150213
	DR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100217	




 <b>Round bodied taper point double armed</b>			<b>Metric</b>	<b>USP</b>	<b>Length</b>		<b>Order number</b>
	<b>1/2 circle</b>	2 x HR 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
			1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
	2 x HR 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2	

 <b>Round bodied taper point double armed</b>			<b>Metric</b>	<b>USP</b>	<b>Length</b>		<b>Order number</b>
<b>3/8 circle</b>		2 x DR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2

 <b>Round bodied taper point loop</b>			<b>Metric</b>	<b>USP</b>	<b>Length</b>		<b>Order number</b>
	<b>HR 40 mm</b>		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350940
			4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400940
	<b>HR 50 mm</b>		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350950
			4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400950
			5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500950
	<b>HR 65 mm</b>		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400965


 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151512
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>violet</i>	13101516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	13151519-90
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
	DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519VB
	DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	13201524-90
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524-90
DS 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351524	
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526	
DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526	
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13301530	
DS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13351530	
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	13401540	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

 Blunt loop		Metric	USP	Length		Order number
	HRB 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

# CATGUT

## PLAIN



<b>Type</b>	Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament
<b>Composition</b>	Tissu conjonctif purifié provenant de la membrane séreuse intestinale de bovins sélectionnés (originaire de pays réputés exempts d'ESB)
<b>Enduit</b>	Aucun
<b>Couleur</b>	Ivoire
<b>Réaction tissulaire</b>	Modérée
<b>Résorption</b>	Par phagocytose. Résorption totale du fil endéans les 63 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac).
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# CATGUT

PLAIN

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Résorption par phagocytose
- Structure tordue
  
- Diamètre uniforme par polissage "centerless" (apparence de monofilament)
- Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS**   Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement   Chirurgie générale  
Chirurgie gastro-intestinale  
Gynécologie  
Obstétrique  
Urologie  
Chirurgie ophtalmologique

## AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds
  
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Excellente attache des noeuds
  
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS**   Chirurgie cardiovasculaire  
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)


Plaies infectées

Sensibilisation ou allergie connue au collagène

## RÉSISTANCE À LA TRACTION



## RÉSORPTION



# CATGUT

PLAIN



## Without needle

Metric      USP      Length      Order number

2	4/0	150 cm	<i>ivory</i>	1200015
3	3/0	150 cm	<i>ivory</i>	1300015
3.5	2/0	150 cm	<i>ivory</i>	1350015
4	0	150 cm	<i>ivory</i>	1400015
5	1	150 cm	<i>ivory</i>	1500015
6	2	150 cm	<i>ivory</i>	1600015
7	3	150 cm	<i>ivory</i>	1700015



## Round bodied taper point

Metric      USP      Length      Order number













1/2 circle



HR 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1150116
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200116
HR 20 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200120
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300120
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350120
HR 26 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200126
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350126
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400126
HR 30 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300130
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300137
HR 37 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350137
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400137
		5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500137
HR 40 mm		5	1	90 cm	<i>ivory</i>	1500140-90
HR 45 mm		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400145
		5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500145
		6	2	75 cm	<i>ivory</i>	1600145
HR 50 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350150


# CATGUT

PLAIN

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
<b>3/8 circle</b> 	DS 12 mm		1.5	5/0	45 cm	<i>ivory</i>	1151512
			1	6/0	45 cm	<i>ivory</i>	1101516
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1151516
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201516
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301516
	DS 19 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201519
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301519
	DS 24 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351519
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201524
	DS 24 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301524
			3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351524
			4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1401524
DS 37 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351537	

# CATGUT

## CHROM



<b>Type</b>	Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament
<b>Composition</b>	Tissu conjonctif purifié provenant de la membrane séreuse intestinale de bovins sélectionnés tanné avec des sels de chrome (originaire de pays réputés exempts d'ESB)
<b>Enduit</b>	Aucun
<b>Couleur</b>	Brun foncé
<b>Réaction tissulaire</b>	Modérée
<b>Résorption</b>	Par phagocytose. La résorption est ralentie par le chrome. Résorption totale du fil endéans les 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 14 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac).
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)



# CATGUT

CHROM

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Résorption par phagocytose
- Structure tordue
  
- Diamètre uniforme par polissage "centerless" (apparence de monofilament)
- Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS**    Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement    Chirurgie générale  
Chirurgie gastro-intestinale  
Gynécologie  
Obstétrique  
Urologie  
Chirurgie ophtalmologique

## AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds
  
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Excellente attache des noeuds
  
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS**    Chirurgie cardiovasculaire  
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)


Plaies infectées

Sensibilisation ou allergie connue au collagène ou au chrome

## RÉSISTANCE À LA TRACTION



## RÉSORPTION



# CATGUT

CHROM



## Without needle

Metric      USP      Length      Order number

2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015








## Round bodied taper point

Metric      USP      Length      Order number

1/2 circle









HR 15 mm		1	6/0	75 cm	<i>brown</i>	2100115
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115
HR 20 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120
HR 26 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
HR 30 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
HR 37 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i>	2350137-90
4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137		
5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137		





**smi**




www.sutures.be











# CATGUT




CHROM

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
 HR 40 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2350140	
	3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i> 2350140-90	
	4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400140	
	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500140	
	5	1	90 cm	<i>brown</i> 2500140-90	
	6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600140	
	HR 45 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400145
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600145
	HR 48 mm 	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500148
	HR 50 mm 	6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600150
6		2	90 cm	<i>brown</i> 2600150-90	

 Round bodied taper point reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number
 HR 37 mm  HS 37 mm 	3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i> 2350137-1437


 Blunt	Metric	USP	Length	Order number
 DRB 63 mm 	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501963

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	1	6/0	45 cm	<i>brown</i>	2101512
		1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i>	2151512
	DS 16 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151516
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201516
	DS 19 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201519
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301519
	DS 24 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201524
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301524
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351524
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401524
DS 30 mm 	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501524	
	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301530	
	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351530	
DS 37 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401530	
	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501530	
	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301537	
DS 40 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351537	
	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401537	
	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501537	
	DS 40 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351540
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2601540
		7	3	75 cm	<i>brown</i>	2701540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 37 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401437
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501437

# POLYPROPYLENE

BLUE



<b>Type</b>	Monofilament
<b>Composition</b>	Polypropylène, un polymère de propylène
<b>Enduit</b>	Aucun
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	Non résorbable
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité  
&  
sécurité*



SMI

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# POLYPROPYLENE

BLUE

## CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Résistance aux pliages répétés
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

## AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques et anastomoses)
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires  
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)  
Nouage excellent
- Bonne maniabilité  
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**INDICATIONS** rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Chirurgie ophtalmologique
- Microchirurgie
- Chirurgie plastique
- Fermeture de peau
- Chirurgie orthopédique
- Cure de hernie (aussi en tant que treillis)
- Chirurgie gastro-intestinale
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Obstétrique



**Round bodied taper point**

1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HR 10 mm			0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i>	5050110
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070110
HR 15 mm			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070115
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100115
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150115
HR 17 mm			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100117
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200117
HR 20 mm			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100120
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150120
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200120
HR 25 mm			3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300120
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100125
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150125
HR 30 mm			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200125
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300125
			3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5350125
HR 35 mm			4	1	75 cm	<i>blue</i>	5400125
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200130
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300130
HR 40 mm			3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5350130
			4	1	75 cm	<i>blue</i>	5400130
			4	1	75 cm	<i>blue</i>	5400135
HR 40 mm			3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5350140
			4	1	90 cm	<i>blue</i>	5400140
			5	2	75 cm	<i>blue</i>	5500140




**Round bodied taper point**

3/8 circle



			Metric	USP	Length		Order number
DR 16 mm			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150216





**Round bodied taper point  
double armed**



1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	blue	5040108-2
		0.5	7/0	60 cm	blue	5050108-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070108-2
2 x HR 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050193-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070193-2
2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050110-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070110-2
		1	5/0	60 cm	blue	5100110-2
2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050113-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070113-2
		1	5/0	75 cm	blue	5100113-2
2 x HR 16 mm		0.7	6/0	90 cm	blue	5070116-2
		1	5/0	90 cm	blue	5100116-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150116-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200116-2
2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100120-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150120-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200120-2
2 x HR 25 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150125-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200125-2
		3	2/0	90 cm	blue	5300125-2
2 x HR 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200130-2
		3	2/0	90 cm	blue	5300130-2
2 x HR 35 mm		3	2/0	90 cm	blue	5300135-2
2 x HR 40 mm		3.5	0	90 cm	blue	5350140-2
		4	1	90 cm	blue	5400140-2



 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
<b>1/2 circle</b> 	HR 15 mm	2	90 cm	5200115-30
	HR 30 mm			

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
<b>3/8 circle</b> 	2 x DR 6.5 mm	0.4	60 cm	50402065-2-60
	2 x DR 8 mm	0.4	45 cm	5040208-2
		0.5	60 cm	5050208-2
	2 x DR 9.3 mm	0.5	60 cm	5050293-2
		0.7	60 cm	5070293-2
	2 x DR 10 mm	0.7	60 cm	5070210-2
		1	75 cm	5100210-2
	2 x DR 13 mm	0.5	60 cm	5050213-2
		1	60 cm	5100213-2
		0.7	60 cm	5070213-2
	2 x DR 18 mm	1	90 cm	5100218-2
		1.5	90 cm	5150218-2
	2 x DR 22 mm	1.5	90 cm	5150222-2
	2 x DR 26 mm	1.5	90 cm	5150226-2
	2 x DR 30 mm	3	90 cm	5300230-2



**Reverse cutting**

**Metric**

**USP**



**Length**



**Order number**



3/8 circle



DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071510
DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	blue	5051512
		0.7	6/0	45 cm	blue	5071512
		1	5/0	45 cm	blue	5101512
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	blue	5071512P
		1	5/0	50 cm	blue	5101512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071516
		1	5/0	45 cm	blue	5101516
		1.5	4/0	45 cm	blue	5151516-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151516
DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	blue	5201516
		0.7	6/0	50 cm	blue	5071516P
		1	5/0	50 cm	blue	5101516P
DS 16 mm black		1.5	4/0	50 cm	blue	5151516P
		1	5/0	45 cm	blue	5101516VB
		0.7	6/0	75 cm	blue	5071519
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	blue	5101519-45
		1	5/0	75 cm	blue	5101519
		1.5	4/0	45 cm	blue	5151519-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151519
		2	3/0	45 cm	blue	5201519-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201519
		3	2/0	75 cm	blue	5301519
		3.5	0	75 cm	blue	5351519
DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	blue	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	blue	5151519P
		2	3/0	50 cm	blue	5201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	blue	5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
		3.5	0	75 cm	blue	5351524
		4	1	75 cm	blue	5401524

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	DS 24 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i> 5151524P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i> 5201524P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i> 5301524P
	DS 26 mm	2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201526
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i> 5301526-45
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301526
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301530
	DS 36 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5351530
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 5401530
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201536
DS 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301536	
	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5351536	
	4	1	75 cm	<i>blue</i> 5401536	
DS 45 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301540	
	4	1	90 cm	<i>blue</i> 5401540	
DS 90 mm	5	2	90 cm	<i>blue</i> 5501540	
	4	1	90 cm	<i>blue</i> 5401545	
		4	1	90 cm	<i>blue</i> 5401590

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	HS 22 mm	2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201422
	HS 24 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301424

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5202160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302160
	GS 75 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302175



### Round bodied taper cutting point double armed

			Metric	USP	Length	Order number
<b>1/2 circle</b> 	2 x HRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100516-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150516-2
	2 x HRT 22 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150522-2
			2 x HRT 25 mm		1.5	4/0
	2	3/0	90 cm		<i>blue</i> 5200525-2	
	3	2/0	90 cm		<i>blue</i> 5300525-2	
	2 x HRT 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200530-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300530-2



### Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length	Order number
<b>1/2 circle</b> 	HRT 10 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070510
	HRT 25 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300525



### Soft cutting point coronary double armed

			Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	2 x CC 6.4 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5042606-2	
			0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5042608-2	
	2 x CC 8 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052608-2	
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072608-2	
	2 x CC 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5052693-2	
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5072693-2	
	2 x CC 10 m		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052610-2	
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072610-2	
	2 x CC 13 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052613-2	
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072613-2	
				1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5102613-2



Soft cutting point coronary  
black double armed

3/8 circle




		Metric	USP	Length		Order number	
2 x CC 8 mm black		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042608-2VB	
		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052608-2VB	
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072608-2VB	
	2 x CC 9 mm black		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042609-2VB
			0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5052609-2VB
		2 x CC 13 mm black		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5102613-2VB	

# DACLON

## NYLON

DACLON  
NYLON



<b>Type</b>	Monofilament
<b>Composition</b>	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
<b>Enduit</b>	Aucun
<b>Couleur</b>	Bleu Noir
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# DACLON

## NYLON

DACLON  
NYLON

### CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

### AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires  
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)  
Nouage excellent
- Bonne maniabilité  
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**INDICATIONS** rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

#### **Daclon Bleu**

spécialement Fermeture de peau  
Chirurgie générale  
Chirurgie plastique  
Chirurgie gastro-intestinale  
Gynécologie  
Obstétrique  
Chirurgie orthopédique

#### **Daclon Noir**

spécialement Chirurgie plastique  
Chirurgie ophtalmologique









## Round bodied taper point

1/2 circle






		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100116
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150116
HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9070120
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150120
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9200120
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300120
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150126
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9200126
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300126
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350126
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300130
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350130
HR 37 mm		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400130
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300137
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350137
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400137
HR 50 mm		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9400140
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300140
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350140
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400140
		5	2	75 cm	<i>blue</i>	9500140






 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number
HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350930
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400930
HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350935
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400935
1/2 circle  HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350940
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400940
HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350950
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400950

### Round bodied taper point double armed



	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  2 x HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9300165-2

 Blunt	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DRB 40 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401840



## Reverse cutting










		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071516P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	9151519-90
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	9201519-90
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519VB

3/8 circle

















## Reverse cutting






		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351524
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401524
		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201526
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301526-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301530
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351530
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201536
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301536
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351536
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	9401536-90
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301540
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351540
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401540
DS 45 mm		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501540
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301545
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301560
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301560-100
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301590
		3.5	0	100 cm	<i>blue</i>	9351590
		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9401590

3/8 circle




 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 9151417
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201422
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201426
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301426
	HS 30 mm 	2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 9201430
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9301430
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351430
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351436
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401436
HS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>blue</i> 9501436	
	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351440	
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401440
HS 48 mm 	4	1	100 cm	<i>blue</i> 9401448	

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9202160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9302160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9302175

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
	NS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201726	
		NS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301730
		NS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301740

# SUPRAMID

BLACK



<b>Type</b>	Multifilament torsadé et gainé Épaisseur du fil 5/0 et 6/0 monofilament
<b>Composition</b>	Fil de polyamide 6.6 enrobé d'une couche de polyamide 6
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SUPRAMID

BLACK



## CARACTÉRISTIQUES



- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tordue
  
- ☑ Multifilament avec un manchon
  
- ☑ Pliabilité et souplesse
  
- ☑ Emballage fermé hermétiquement



## AVANTAGES



- Soutien tissulaire permanent
  
- Réaction tissulaire minimale
  
- Propriétés de manipulation excellentes  
Grande flexibilité  
Résistance à la traction élevée  
Excellente sécurité des noeuds
  
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires  
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds  
Action capillaire réduite
  
- Bonne maniabilité  
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
  
- Étanchéité et stérilité des produits garanties



**INDICATIONS**    Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature  
spécialement    Fermeture de peau





 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
<b>1/2 circle</b> 	HR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm	2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126
	HR 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126



 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b> 	GR 22 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022



 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
<b>1/2 circle</b> 	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b> 	GS 20 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm	1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
<b>3/8 circle</b> 	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512


Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071516
			1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101516-45
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151516
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151516-75
			2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201516-75
	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516VB
	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071519
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151519
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519-75
			2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201519-45
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519P-75	
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519VB	
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519VB	
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201524	
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301524	
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351524	
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301536	
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351536	
		4	1	75 cm	<i>black</i> 4401536	

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150518
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200518

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150418
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200418



# SILK



	<i><b>Soie tressée</b></i>	<i><b>Soie nature</b></i>
<b>Type</b>	Multifilament tressé	Multifilament torsadé
<b>Composition</b>	Fibres tressées du cocon du ver à soie	Fibres tordues du cocon du ver à soie
<b>Enduit</b>	Silicone	Aucun
<b>Couleur</b>	Noir	Bleu
<b>Réaction tissulaire</b>	Modérée	
<b>Résorption</b>	La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par le tissu conjonctif fibreux	
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes	

*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SILK

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ✓ Structure tressée ou tordue
- ✓ Multifilament enduit
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale  
Fermeture de peau  
Chirurgie ophtalmologique  
Chirurgie buccale  
Chirurgie gastro-intestinale  
Gynécologie  
Obstétrique

## AVANTAGES

Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois

Propriétés de manipulation excellentes  
Grande flexibilité  
Résistance à la traction élevée  
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires  
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds  
Action capillaire réduite

Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS** Voies urinaires  
Voies biliaires

Sensibilisation ou allergie connue à la soie

○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>black</i>	8200015
3	2/0	150 cm	<i>black</i>	8300015
3.5	0	150 cm	<i>black</i>	8350015
4	1	150 cm	<i>black</i>	8400015
5	2	150 cm	<i>black</i>	8500015
6	3&4	150 cm	<i>black</i>	8600015
8	6	150 cm	<i>black</i>	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8350044
4	1	6 x 45 cm	<i>black</i>	8400044
5	2	6 x 45 cm	<i>black</i>	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8350046
4	1	17 x 45 cm	<i>black</i>	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8350060
4	1	13 x 60 cm	<i>black</i>	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8350075
4	1	12 x 75 cm	<i>black</i>	8400075
5	2	12 x 75 cm	<i>black</i>	8500075

○ Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>black</i>	8200025
3	2/0	250 cm	<i>black</i>	8300025
3.5	0	250 cm	<i>black</i>	8350025
4	1	250 cm	<i>black</i>	8400025
5	2	250 cm	<i>black</i>	8500025
6	3&4	250 cm	<i>black</i>	8600025









## Round bodied taper point




1/2 circle








		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
HR 20 mm		2	3/0	75 cm	black	8200116
		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
		2	3/0	75 cm	black	8200130
HR 37 mm		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
HR 40 mm		5	2	75 cm	black	8500130
		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
HR 45 mm		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
		5	2	75 cm	black	8500137
HR 50 mm		4	1	75 cm	black	8400140
		5	2	75 cm	black	8500140
		4	1	75 cm	black	8400145
HR 55 mm		5	2	75 cm	black	8500145
		6	3&4	75 cm	black	8600145

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	DR 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8100212
	DR 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8100216
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150216
	DR 25 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200216
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300225
	DR 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8350225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300230











 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b>				
GR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302040

 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	2 x DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512-2

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151512
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i> 8071512P
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201516
3		2/0	75 cm	<i>black</i> 8301516	






## Reverse cutting





		Metric	USP	Length	Order number
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>black</i> 8101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516VB
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 8201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301519
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151519P
		2	3/0	50 cm	<i>black</i> 8201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101524
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201524
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301524
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351524
DS 26 mm		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201526
DS 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301526
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151530
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201530
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301530
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351530
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401530
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201537
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301537
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351537
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401537
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501537
6	3&4	75 cm	<i>black</i> 8601537		





3/8 circle






Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301545
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351545
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401545
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501545
3/8 circle	DS 60 mm	4	1	75 cm	<i>black</i> 8401560
	DS 90 mm	3.5	0	100 cm	<i>black</i> 8351590

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle		HS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071412
		HS 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151417
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201417
		HS 20 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151420
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201420
		HS 22 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101422
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151422
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201422
		HS 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301422
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101426
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151426
2	3/0		75 cm	<i>black</i> 8201426		
HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301426		
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351426		
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351436		
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401436	

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
<b>Straight</b> 	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8202160
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8352160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
<b>1/2 circle</b> 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
	HRT 27 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
<b>3/8 circle</b> 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418



# POLYESTER



<b>Type</b>	Multifilament tressé
<b>Composition</b>	Polyester, un polymère de polyéthylène téréphtalate
<b>Enduit</b>	Silicone
<b>Couleur</b>	Vert Blanc
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# POLYESTER

## CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction inégalée, non résorbable
- ☑ Résistance aux pliages répétés
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tressée
  
- ☑ Multifilament enduit
  
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

## AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
  
- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques)
  
- Réaction tissulaire minimale
  
- Propriétés de manipulation excellentes  
Grande flexibilité  
Résistance à la traction élevée  
Excellente sécurité des noeuds
  
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires  
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds  
Action capillaire réduite
  
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement

- Chirurgie cardiovasculaire
- Chirurgie ophtalmologique
- Chirurgie générale
- Fermeture de peau
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie gastro-intestinale
- Obstétrique

# POLYESTER

## ○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>green</i>	7150015
2	3/0	150 cm	<i>green</i>	7200015
3	2/0	150 cm	<i>green</i>	7300015
3.5	0	150 cm	<i>green</i>	7350015
4	1	150 cm	<i>green</i>	7400015
5	2	150 cm	<i>green</i>	7500015
6	3&4	150 cm	<i>green</i>	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7350045
4	1	6 x 45 cm	<i>green</i>	7400045
5	2	6 x 45 cm	<i>green</i>	7500045
2	3/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7350050
4	1	3 x 50 cm	<i>green</i>	7400050
5	2	3 x 50 cm	<i>green</i>	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	<i>green</i>	7200075-2

## ○ Without needle

### Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>green</i>	7150025
2	3/0	250 cm	<i>green</i>	7200025
3	2/0	250 cm	<i>green</i>	7300025
3.5	0	250 cm	<i>green</i>	7350025
4	1	250 cm	<i>green</i>	7400025
5	2	250 cm	<i>green</i>	7500025
6	3&4	250 cm	<i>green</i>	7600025




## Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	green	7100116
		1.5	4/0	75 cm	green	7150116
		2	3/0	75 cm	green	7200116
HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150120
		2	3/0	75 cm	green	7200120
		3	2/0	75 cm	green	7300120
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150126
		2	3/0	75 cm	green	7200126
		3	2/0	75 cm	green	7300126
		3.5	0	75 cm	green	7350126
		4	1	75 cm	green	7400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7200130
		3	2/0	75 cm	green	7300130
		3.5	0	75 cm	green	7350130
		4	1	75 cm	green	7400130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7300136
		3.5	0	75 cm	green	7350136
		4	1	75 cm	green	7400136
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7350140
		4	1	75 cm	green	7400140
		5	2	75 cm	green	7500140
HR 48 mm		7	5	75 cm	green	7700140
		4	1	75 cm	green	7400148
		5	2	75 cm	green	7500148









## Round bodied taper point double armed



1/2 circle











		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	green	7300117-2
2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	green	7300120-2
2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	green	7200126-2
		3	2/0	90 cm	green	7300126-2












 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number	
<b>1/2 circle</b>  HR 16 mm HR 36 mm		2	3/0	60 cm	<i>green</i> 7200116-36

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b>  DR 50 mm		7	5	75 cm	<i>green</i> 7700250

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
<b>Straight</b> GR 19 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>green</i> 7152019
		2	3/0	50 cm	<i>green</i> 7202019

 Round bodied taper cutting point double armed	Metric	USP	Length	Order number		
<b>1/2 circle</b>  2 x HRT 17 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>green</i> 7150517-2	
		2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200517-2	
		3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300517-2	
					with pledget - 4x <i>green</i> , 4x <i>white</i>	7300517-2P
		2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200525-2	
		3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300525-2	
2 x HRT 25 mm					with pledget - 4x <i>green</i> , 4x <i>white</i> 7300525-2P	

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number			
<b>1/2 circle</b>  HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7150518		
		2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7200518		
		HRT 40 mm	5	2	75 cm	<i>green</i> 7500540	
			8	6	90 cm	<i>green</i> 7800540	
		HRT 55 mm		7	5	4 x 75 cm	<i>green</i> 7700555-4









 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>green</i>	7101512
		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101516
	DS 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151516
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201516
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519
	DS 19 mm black 	3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201524
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301524
	DS 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351524
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301526
	DS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201530
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301530
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351530
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401530
	DS 36 mm 	4	1	110 cm	<i>green</i>	7401530-110
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301536
4		1	75 cm	<i>green</i>	7401536	
DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>green</i>	7501536	
	3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351540	
	4	1	75 cm	<i>green</i>	7401540	
	5	2	75 cm	<i>green</i>	7501540	



## Reverse cutting


1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151417	
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201417	
HS 20 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301420	
HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201422	
HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201426	
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301426	
HS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301430	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351430	
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401430	
HS 36 mm		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501430	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351436	
HS 40 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401436	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351440	
HS 48 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401440	
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501440	
HS 48 mm		6	3&4	75 cm	<i>green</i>	7601448	
		7	5	75 cm	<i>green</i>	7701448	

# STEEL

## MONOFILAMENT



<b>Type</b>	Monofilament
<b>Composition</b>	Alliage de fer, nickel et chrome
<b>Enduit</b>	Aucun
<b>Couleur</b>	Métallique
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	Non résorbable
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)



# STEEL

## MONOFILAMENT

### *CARACTÉRISTIQUES*

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Ductile et malléable
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

### *INDICATIONS*

Fermeture de sternotomie  
Chirurgie orthopédique  
Fermeture de la paroi abdominale et cures de hernies

### *AVANTAGES*

Soutien tissulaire permanent

Réaction tissulaire minimale

Bonne maniabilité

Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires  
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)  
Nouage excellent

Étanchéité et stérilité des produits garanties

### *CONTRE-INDICATIONS*

Sensibilisation ou allergie connue à l'acier inoxydable ou à l'un des constituants du fil tel que le chrome ou le nickel



### Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 40 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST45

HRT 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST55

8

6

4 x 45 cm

ST65

HRT 54 mm



7

5

1 x 75 cm

ST54



### Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HS 25 mm



3.5

0

4 x 45 cm

ST01

HS 40 mm



4

1

4 x 45 cm

ST11

5

2

4 x 45 cm

ST21

HS 48 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST41

9

7

4 x 45 cm

ST71

HS 50 mm



7

5

1 x 75 cm

ST53

7

5

4 x 45 cm

ST51

8

6

4 x 45 cm

ST61

HS 58 mm



7

5

4 x 45 cm

ST52

8

6

4 x 45 cm

ST62

HS 120 mm



9

7

60 cm

ST75



### Cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



NH 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST56

8

6

4 x 45 cm

ST63

9

7

4 x 45 cm

ST72







# MICROCHIRURGIE



*Pour qualité  
&  
sécurité*


**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

 Micro needle taper point	Metric	USP	Length	Order number	
	MDR 3.8 mm	0.1	11/0	10 cm	<i>black</i> MN113
	70µm	0.2	10/0	10 cm	<i>black</i> MN103
	MDR 3.8 mm	0.1	11/0	10 cm	<i>black</i> MN112
		100µm	0.2	10/0	15 cm
		0.3	9/0	15 cm	<i>black</i> MN094
<b>3/8 circle</b> 	MDR 5.1 mm	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> MN106
		100µm	0.3	9/0	15 cm
	MDR 6.4 mm	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> MN1011
		140µm	0.3	9/0	15 cm
		0.4	8/0	15 cm	<i>black</i> MN087
	MDR 9.7 mm	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> MN078
	200µm				

 Micro needle taper point	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	MDR 5.1 mm	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> MP106
	100µm				
	MDR 6.4 mm	0.3	9/0	15 cm	<i>blue</i> MP097
	150µm				

	Micro needle taper point	Metric	USP	Length		Order number
	3/8 circle MDR 6.4 mm 150µm	0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i>	M910087















# OPHTALMOLOGIE





*Pour qualité  
&  
sécurité*










[www.sutures.be](http://www.sutures.be)








 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> OSU07
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> OSU061








 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
	2 x DSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i> OSU102
	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i> OSU08-30
			0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i> OSU08
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i> OSU10
	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i> OSU09
			0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> OSU071
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> OSU062	





 Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i> OSU101
	DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i> OSU09-1








 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> OSU06
	350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> OSU05

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 11071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 11101512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i> 11071512UP
			1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 11101512UP





 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
<b>1/2 circle</b> 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O910061U
2 x HSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910052	






 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
<b>3/8 circle</b> 	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051





 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
<b>3/8 circle</b> 	DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082-1
	DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077-1






 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
<b>1/4 circle</b> 	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	20 cm	<i>undyed</i>	O91006U-20
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91005U






 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
<b>3/8 circle</b> 	2 x DSP 6.2 mm 150 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i>	OS82
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i>	OS81

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	OS81B
	2 x DSP 6.5 mm 240 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	OS71
			0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS61
2 x DSP 8 mm 350 µm		1	5/0	30 cm	<i>black</i>	OS52	


 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	OS51

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number			
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512
			1	5/0	45 cm	<i>black</i>	8101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151512
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151516
	DS 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151519

 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	8051512-2
			0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
---	--------	-----	--------	--------------

1/4 circle



2 x VR 8 mm  
220 µm



Metric	USP	Length	Order number
0.4	8/0	45 cm	<i>black</i> ON81

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------

1/2 circle



HSP 5.5 mm  
150 µm



Metric	USP	Length	Order number
0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON1081

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
---	--------	-----	--------	--------------

1/2 circle



2 x HSP 5.5 mm  
150 µm



2 x HSP 6.2 mm  
150 µm



2 x HSP 6.4 mm  
220 µm



2 x HSP 8 mm  
300 µm



Metric	USP	Length	Order number
0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON108
0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON102
0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON106
0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> ON62

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------








3/8 circle









DSP 6.2 mm  
150 µm



















Metric	USP	Length	Order number
0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> ON1011

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON103
			0.1	11/0	20 cm	<i>black</i>	ON111
			0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON101
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>black</i>	ON95
			0.3	9/0	45 cm	<i>black</i>	ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	<i>black</i>	ON85
			0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>black</i>	ON75
	2 x DSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON105
			0.2	10/0	38 cm	<i>black</i>	ON105-38
		0.2	10/0	45 cm	<i>black</i>	ON105-45	
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	ON61	

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	ON51

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number			
	DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
			0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
<b>1/2 circle</b>  2 x HSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP52
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
<b>3/8 circle</b>  2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP53
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
<b>1/4 circle</b>  2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>white</i> OP71
2 x VSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>white</i> OP61
2 x VSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP51
2 x VSP 8 mm 350 µm 	1.5	4/0	45 cm	<i>white</i> OP41

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
<b>3/8 circle</b>  2 x DSP 6.4 mm 200 µm	0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i> OPP105
	0.3	9/0	30 cm	<i>blue</i> OPP95
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
<b>3/8 circle</b>  DSP 6 mm 200 µm	0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> OPP71-1
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
<b>1/4 circle</b>  2 x VSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> OPP62
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
<b>1/4 circle</b>  VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP103
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
<b>1/4 circle</b>  VSP 15.3 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP113L-2
	VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b> 2 x GSP 16.15 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP101
	0.3	9/0	20 cm	<i>blue</i> OPP91
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b> GSP 16.15 mm 150 µm	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> OPP110
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b> GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP102



# *AUTRES ARTICLES*

*Pour qualité  
&  
sécurité*



[www.sutures.be](http://www.sutures.be)



## Agrafeuse chirurgicale cutanée & ôte-agrafes


### INDICATIONS:

L'agrafeuse chirurgicale cutanée SMI peut être utilisée pour diverses fermetures de peau.

### AVANTAGES:

- ☑ *Design ergonomique et manipulation aisée*
- ☑ *Vue dégagée sur le champ opératoire*
- ☑ *Facilité de vérifier le nombre d'agrafes restantes*

Staple size



1. agrafeuse chirurgicale avec 35 agrafes
2. ôte-agrafes à usage unique
3. ôte-agrafes à usage unique 2

ZS35W  
ZSR  
ZSR2

## Biopsy Punch

Punch à biopsie dermique stérile pour des prélèvements précis et sûrs

Bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure

Manche cranté qui assure une bonne préhension de l'instrument



Ø 2 mm	25 pc.	ZBP2
Ø 3 mm	25 pc.	ZBP3
Ø 4 mm	25 pc.	ZBP4
Ø 5 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 6 mm	25 pc.	ZBP6
Ø 8 mm	25 pc.	ZBP8
Ø 10 mm	20 pc.	ZBP10
Ø 12 mm	20 pc.	ZBP12

## Support pour matériel de suture en pochettes

### *Support & tiroir pour support*



Le système de support flexible permet un rangement ordonné des sutures en pochettes. Le matériel reste ainsi facilement accessible pendant l'opération.

Différentes combinaisons sont possibles avec des pièces interchangeables.

1 support pour 2 boîtes à pochettes horizontales (125 mm x 72 mm x 143 mm) Z070

tiroir pour support Z07171

## Treillis de polypropylène

### INDICATIONS:

solution de renforcement de la paroi abdominale

- hernie
  - éventration
- par cœlioscopie ou laparotomie

### COMPOSITION:

treillis élastique et durable de polypropylène monofilament

### AVANTAGES:


- ✓ *Stabilité dimensionnelle extrême*
- ✓ *Structure du treillis très fine*
- ✓ *Porosité idéale*
- ✓ *Transparence excellente*
- ✓ *Bonnes propriétés de manipulation*
- ✓ *Facile à couper*
- ✓ *Bien toléré*

### Treillis carrés et rectangulaires

#### STANDARD MESH

5 pc.

5 cm x 10 cm	ZMS0510
6 cm x 11 cm	ZMS0611
7.5 cm x 15 cm	ZMS07515
10 cm x 15 cm	ZMS1015
15 cm x 15 cm	ZMS1515
30 cm x 30 cm	ZMS3030



## Pilomat

### *Ecraseur de comprimés* Z045

Pour écraser les comprimés en tour de main.



### *Coupe-comprimés* Z044

Pour couper les comprimés de toute un simple taille en deux.



## Lames chirurgicales et bistouris

Pour manche  
de bistouri N° 3



N° 10    N° 11    N° 12    N° 12d    N° 15    N° 15c

lames de bistouri  
sans manche

**ZB10    ZB11    ZB12    ZB12d    ZB15    ZB15c**

bistouris jetables avec  
manche en plastique

**ZBD10    ZBD11    ZBD12                    ZBD15**

Pour manche  
de bistouri N° 4



N° 18    N° 20    N° 21    N° 22    N° 23    N° 24    N° 25

lames de bistouri  
sans manche

**ZB18    ZB20    ZB21    ZB22    ZB23    ZB24    ZB25**

bistouris jetables avec  
manche en plastique

**ZBD20    ZBD21    ZBD22    ZBD23    ZBD24**



**COMPOSITION:**  
acier de carbone

**PRESENTATION:**  
pochettes individuelles stériles

sans manche 100 / boîte  
avec manche en plastique 10 / boîte

## Coupe-fils



**ZBS**

## Manche de bistouri

**COMPOSITION:** acier inoxydable

**PRESENTATION:** 10/ boîte



**N° 3 ZBH3**



**N° 4 ZBH4**

## Episio Set

Surgicryl® Rapid: Synthétique absorbable acide polyglycolique – multifilament tressé et enduit - absorption rapide

aiguille triangulaire  
aiguille ronde pointe tranchante



référence

3/8 cercle



1/2 cercle



DS 26 mm  
HRT 40 mm



1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm  
2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

non  
coloré

S-1430-1435

## Set de cerclage du col utérin

set de cerclage du col de l'uterus selon Shirodkar

2 x aiguille émoussée



référence



2 x HRB 50 mm

4 mm bande de polyester 40 cm

ZCE1

4 mm bande de polyester 50 cm

ZCE4

2 x HRB 65 mm

4 mm bande de polyester 50 cm

ZCE3

set de cerclage du col de l'uterus selon Mc. Donald / Wurm-Hefner

2 x aiguille ronde pointe tranchante



référence



2 x HRT 48 mm

EP 6 / USP 8 fil de polyester vert 75 cm

ZCE9

## Patella Set

aiguille triangulaire conventionnelle



metric

USP

longueur

référence

1/2 cercle



HS 120 mm



9

7

60 cm

ST75

## Marqueur pour la peau

Pour marquage général de la peau. Encre violet de gentiane indélébile. Biocompatible, non toxique et non irritant. Avec règle en centimètres et en pouces.

ZSM 20 double pointe, marqueur à pointe régulière et fine avec règle, stérile



## Cire à os



12 x 2.5 g                      Z046

### COMPOSITION:

Cire d'abeille blanc raffinée, paraffine et palmitate d'isopropyle

### INDICATIONS:

contrôle des saignements des surfaces osseuses en agissant comme barrière mécanique

### PRESENTATION:

une pièce de 2.5 g par pochette stérile, boîtes de 12

## SMI Spon


### *Éponge de gélatine résorbable*

### COMPOSITION:

Gélatine de première qualité hautement purifiée

### INDICATIONS:


Pour usage dans diverses procédures chirurgicales. Prévue pour être utilisée à des fins hémostatiques par application sur une surface hémorragique. Non pyrogène et biocompatible.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001
4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010

## Aiguilles

12 dans une boîte



1/2 cercle



chas fermé  
GN



chas à  
ressort GF



chas fermé  
GRN



chas à  
ressort GRF



90 mm N°00		Z 751		Z 850
80 mm N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 mm N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 mm N°3	Z 704			
60 mm N°4		Z 755		Z 855
55 mm N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 mm N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 mm				Z 840
45 mm N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 mm N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
37 mm		Z 746		
35 mm N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
32 mm N°11		Z 745		
30 mm N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 mm N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 mm N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 mm N°16		Z 766		Z 866

### AIGUILLE SERPENTINE




chas fermé GSN



145 mm	Z 402
135 mm	Z 401
110 mm	Z 403

### AIGUILLE DROITE



chas fermé  
GSN



chas à  
ressort GSF






75 mm N° 1	Z 904
60 mm N° 4	Z 903
45 mm N° 8	Z 902
40 mm N° 9	Z 912
35 mm N° 10	Z 911




3/8 cercle



					
	chas fermé BN	chas à ressort BF	chas fermé BRN	chas à ressort BRF	chas fermé BRT
200 mm	Z 400				
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568		Z 668	

## AIGUILLE CORDEE (SKI)



chas fermé

chas à ressort



80 mm N°1

Z 202

70 mm N°2

Z 203

65 mm N°3

Z 204

60 mm N°4

Z 205

57 mm N°5

Z 201

55 mm N°6

Z 206

50 mm N°7

Z 207

45 mm N°8

Z 208

40 mm N°9

Z 260

35 mm N°10

Z 261

32 mm N°11

Z 270

30 mm N°12

Z 262

25 mm N°13

Z 263

22 mm N°14

Z 271

20 mm N°15

Z 264

16 mm N°16

Z 266

14 mm N°17

Z 267

12 mm N°20

Z 268

## AIGUILLE CORDEE (SKI) POST MORTEM



chas fermé



130 mm 5"

Z 281

100 mm 4"

Z 282

## AIGUILLE 3/8 CERCLE POST MORTEM



chas fermé



150 mm 6"

Z 480

130 mm 5"

Z 481

100 mm 4"

Z 482